

Stół do pionizacji pacjenta Vertimo Hi-Lo Duo+



Opis produktu:

Stół do pionizacji pacjenta - Vertimo to seria stołów do pionizacji pacjenta z elektryczną regulacją wysokości oraz kąta nachylenia. Stoły do pionizacji pacjenta Vertimo posiadają 2-warstwową tapicerkę wykonaną z atestowanych materiałów dostępną w wielu wersjach kolorystycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do pionizacji pacjenta Vertimo Hi-Lo Duo +

Vertimo Hi-Lo to najpopularniejszy w swojej dziedzinie stół do pionizacji pacjentów. Łatwa regulacja kąta wychylenia i wysokości dają elastyczność i komfort podczas pracy z pacjentem neurologicznym. Możliwość wyboru opcji Hi-Lo Duo z regulowanym zagłówkiem ułatwia wykonywanie na stole zabiegów z zakresu fizykoterapii.

Cechy charakterystyczne:

- 2-sekcyjny stół do pionizacji z 2 niezależnie regulowanymi podnóżkami,
- łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz autoryzacji dostępu,
- 2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne,
- funkcjonalne szyny do zamocowania pasów i akcesoriów,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych,
- zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
- system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania.

Informacje:

Szerokość: 69 cm
 Długość: 190 cm
 Masa: 115 kg
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: 0 – +85°
 Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 87°
 Kąt regulacji sekcji tylnej: -15 – 0°
 Linia: Vertimo
 Liczba sekcji: 3
 Typ stołu: Regulowana wysokość
 Zakres regulacji wysokości: 54 – 92 cm
 Typ regulacji wysokości: Elektryczna
 Maksymalne obciążenie: 150 kg
 Funkcja pionizacji: Tak
 Podgrzewane leże: Nie
 PAS: Tak
 Hallotronic: Nie
 Smart4Arms: Nie

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecrú - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium
 Podpora ręki lewej lub prawej (1 szt.): nie, tak
 Vertimo STOLIK: tak, nie