

Obciążenia do sztangi butterfly 7,5 kg - 2 sztuki



Opis produktu:

2 sztuki **obciążenia do sztangi Tiguar butterfly** o wadze 7,5 kg każdy (2 x 7,5 kg), przystosowane do gryfa o średnicy 2,8 cm. **Obciążenie do sztangi** zostało wykonane ze stali pokrytej poliuretanem. Talerze sprawdzą się w treningu wzmacniającym, modelowaniu sylwetki oraz treningach siłowych. Obciążenie do sztangi 7,5 kg występuje w kolorze grafitowym.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Obciążenia do sztangi butterfly 7,5 kg - 2 sztuki

Talerze wykonane są ze stali pokrytej poliuretanem. Jest to tworzywo o ponadprzeciętnej trwałości, należące do najnowocześniejszych współczesnych tworzyw sztucznych. Są kilkakrotnie bardziej wytrzymałe od standardowej gumy, która dodatkowo jest także wrażliwa na działanie środowisk agresywnych i warunków atmosferycznych, takich jak pot (środowisko zasadowe), kurz, tłuszcze, kwasy, promienie UV.

Obciążenia do sztangi z niespotykanym designem

Niespotykany design talerzy do sztangi butterfly inspirowany kształtem skrzydeł motyla nadaje im nie tylko wizualną lekkość i kobiecość, ale także dodatkową funkcjonalność – dzięki ergonomicznym, dużym uchwytom, talerze stają się samodzielny i niezwykle wygodnym przyborem do ćwiczeń.

Zastosowanie:

- trening wzmacniający

- modelowanie sylwetki
- zajęcia grupowe
- trening siłowy

Mocne strony:

- najwyższa jakość na rynku
- nieprzeciętny design
- ergonomiczna budowa
- kształt talerzy zapobiegający toczeniu się sztangi
- bardzo poręczne uchwyty w talerzach pozwalające wykorzystać je jako niezależne obciążenia
- brak ostrych krawędzi
- antypoślizgowa powierzchnia gryfu i obciążień

Dane techniczne:

Ilość sztuk:	2 x talerz 7,5 kg
Materiał wykonania:	Stal pokryta tworzywem poliuretanowym
Kolor:	Grafitowy

Informacje:

Model: