



Rotor CanDo Pedal do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

Opis produktu:

Cyfrowy rotor z możliwością złożenia do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rotor CanDo Pedal do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

Rotor CanDo Pedal to niedrogie i przenośne urządzenie do ćwiczeń zarówno **górnych jak i dolnych partii ciała**. Szerokie rozstawienie nóg i niebrudzące stopy zapewniają stabilność urządzenia nawet wtedy, gdy użytkownik ma niewielką kontrolę nad mięśniami. **Urządzenie składa się** co ułatwia przechowywanie, transport i wysyłkę.

Regulowane pokrętko napięcia w CanDo Pedal pozwala na łatwą zmianę trudności pedałowania, pozwalając użytkownikowi na dodanie większego oporu w trakcie ćwiczeń. **Cyfrowy wyświetlacz** śledzi kluczowe informacje, takie jak prędkość, przejechana trasa, czas i liczba kalorii. Wyświetlacz jest zasilany baterią trójogniową, co oznacza, że nie ma żadnych przewodów.

Dane techniczne:

Waga [kg]:	9
Wymiary [cm]:	28 x 55,8 x 43

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model: