

Talerz bumper Tiguar 5 - 20 kg

Opis produktu:

Gumowe bumpery firmy Tiguar to gwarancja najwyższej jakości i funkcjonalności. Produkt wykonany jest w 100% z skompresowanego granulatu gumowego i posiada wewnątrz tulejkę stalową, która ułatwia nakładanie obciążenia na gryf.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Talerz bumper Tiguar 5 - 20 kg

Bumpery można nakładać na wszystkie rodzaje gryfów klasycznych. Talerze gumowe absorbują uderzenia i są w pełni odporne na uszkodzenia mechaniczne. Idealnie sprawdzą się w treningu cross oraz przy rwaniu i podrzucie sztangi. Tiguar rubber bumpers występują w 4 podstawowych wagach: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Każdy z produktów może być wykorzystywany na sztandze, jak również osobno jako wolny ciężar podczas ćwiczeń.

Dane techniczne:

materiał:	skompresowany granulatu gumowy
okres gwarancji	24 miesiące

Informacje:

Model:

Tiguar Hantle, Kettlebells i pilka lekarska: Talerz bumper 5 kg, Talerz bumper 10 kg, Talerz bumper 15 kg, Talerz bumper 20 kg