

Talerz olimpijski PU Tiguar 1.25 - 25 kg



Opis produktu:

Talerze olimpijskie tiguar PU weight plates to obciążenia, które można nakładać na wszystkie rodzaje gryfów klasycznych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Talerz olimpijski PU Tiguar 1.25 - 25 kg

Poliuretanowe talerze tiguar idealnie sprawdzą się jako obciążenie do maszyn półwolnych oraz przy wykonywaniu takich ćwiczeń jak przysiad ze sztangą, wyciskanie na ławce, wyciskanie na barki. Każdy z talerzy posiada dodatkowo trzy specjalnie wyprofilowane uchwyty, których unikatowy kształt i przemyślane rozmieszczenie pozwala na to, aby komfortowo trzymać je w dłoniach. Rdzeń talerzy pokryty został poliuretanem, dzięki czemu talerze tiguar są niezwykle trwałe i wytrzymałe.

Talerze tiguar PU weight plates występują w 7 podstawowych wagach: 1.25 kg, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg.

Dane techniczne:

materiał:	żeliwny rdzeń pokryty poliuretanem
okres gwarancji	24 miesiące

Informacje:

Model:

Tiguar Hantle, Kettlebells i piłka lekarska: Talerz olimpijski 1.25 kg, Talerz olimpijski 2.5 kg, Talerz olimpijski 5 kg, Talerz olimpijski 10 kg, Talerz olimpijski 15 kg, Talerz olimpijski 20 kg, Talerz olimpijski 25 kg