

Powerbag Tiguar 5 - 25 kg

Opis produktu:

Tiguar powerbag – worek znany także jako sandbag, czyli worek wypełniony piaskiem, to niezwykle funkcjonalne rozwiązanie dla każdej osoby, której zależy na poprawie siły, wytrzymałości i wyglądu swojej sylwetki.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Powerbag Tiguar 5 - 25 kg

Powerbaga, dostępne w pięciu wagach od 5 do 25 kg, są świetną alternatywą dla hantli, sztang czy kettlebelli, będąc ciekawym rozwiązaniem w treningu wytrzymałościowo-siłowym. Ich wszechstronność i duża rozpiętość wagowa sprawia, że są chętnie wybierane także do treningów w domu jako zamiennik innych sprzętów. Wygodne ręczki sprawiają, że idealnie nadają się również w treningu osób, które chcą wzmocnić siłę swojego chwytu. Jeden rozmiar dla worków o każdej ciężkości sprawia, że w trakcie treningów z wykorzystaniem różnorodnych wag, Twoja pamięć mięśniowa pomoże Ci w sprawniejszym wykonywaniu ćwiczeń.

Wszystkie pięć wag powerbagów tigrar możesz wygodnie przechowywać na stojaku na powerbagi tigrar smart.

Zastosowanie

- trening wytrzymałościowo-siłowy
- modelowanie sylwetki
- praca nad koordynacją i stabilizacją

Mocne strony

- projekt zapobiegający wysypywaniu się piasku
- dodatkowe uchwyty umożliwiające wykorzystanie powerbaga jako bulgarian bag
- stały rozmiar dla każdej z wag
- wyraźne oznaczenie wag
- nowoczesny design i kolorystyka
- wodoodporny materiał umożliwiający treningi outdoorowe
- możliwość przechowywania na stojaku tigrar smart

Dostępne wagi i kolory:

- 5 kg - śliwka
- 10 kg - morski
- 15 kg - oliwka
- 20 kg - jasny szary
- 25 kg - malina

Dane techniczne:

tworzywo:	PVC
wypełnienie:	gumowe piłki wypełnione piaskiem oraz pianka PVC
długość:	54 cm
średnica:	22 cm
okres gwarancji	12 miesiące

W trakcie użytkowania

Przechowywać z dala od promieni UV, rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych. Po użyciu dobrze jest przetrzeć powerbag wilgotną ściereczką i odłożyć do wyschnięcia w odpowiednim miejscu.

Informacje:

Model:

Tigrar Hantle, Kettlebells i piłka lekarska:
Powerbag 5 kg, Powerbag 10 kg, Powerbag 15

kg, Powerbag 20 kg, Powerbag 25 kg