

Obciążniki Tiguar 0.5 - 2 kg

Opis produktu:

Szyte w Polsce obciążniki tiguar, które możesz założyć na kostki lub nadgarstki, pomogą Ci zwiększyć efektywność każdego ćwiczenia, w którym je wykorzystasz. Ceny obciążników dotyczą kompletu 2 szt.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Obciążniki Tiguar 0.5 - 2 kg

Dodatkowy ciężar w trakcie treningu to dodatkowe wyzwanie dla Twojego ciała, a Ty, wykonując większy wysiłek – zwiększasz swoją siłę i sprawność. Jeśli do każdego treningu, jaki masz w planach – zarówno wzmacniającego, jak i cardio – użyjesz obciążników, szybciej odczujesz rezultaty. Każdy dodatkowy kilogram obciążenia ma znaczenie dla efektywności Twoich treningów.

Obciążniki to sprzęt, który znajdziesz na każdej siłowni. To także idealne rozwiązanie pozwalające ćwiczyć Ci skuteczniej w domu. To małe, dodatkowe ciężarki, które wystarczy wygodnie zapiąć na kostkach lub nadgarstkach. Nie musisz martwić się, że ich użycie jest skomplikowane lub że nie

masz w domu odpowiedniej ilości miejsca na ich przechowywanie. Dlatego obciążniki tigrar, dostępne w pięciu wagach od 0,5 do 2 kg dają możliwość łatwego wykorzystania ich w ogromnej ilości ćwiczeń. To sprzęt odpowiedni dla każdej osoby, nawet dopiero rozpoczynającej swoją przygodę z trenowaniem, czyniąc każde podstawowe ćwiczenie bardziej efektywnym.

Trwałość i jakość wykonania

Obciążniki na kostki tigrar polskiej produkcji to gwarancja jakości i trwałości. Dwustronna, wytrzymała eco-skóra nie chłonie potu, jest antyalergiczna i wodoodporna, zapewniając higienę, co często jest problematyczne w przypadku innych obciążników, a mocne szycie nie pozwala stalowemu wypełnieniu wydostawać się na zewnątrz. Solidna klamra oraz rzepy pozwolą wygodnie umocować obciążniki na Twoich kostkach lub nadgarstkach.

Zastosowanie

- trening wzmacniający
- modelowanie sylwetki
- dodatkowe obciążenie w treningu cardio

Mocne strony

- mocne szycie
- niechłonna potu eco-skóra
- antyalergiczny materiał

Dostępne kolory i wagi:

- 0,5 kg — śliwka
- 0,75 kg — morski
- 1 kg — oliwka
- 1,5 kg — szary jasny
- 2 kg — szary ciemny

Tworzywo:

- pokrowce – eco-skóra
- taśmy – rzepy polipropylenowe
- wypełnienie – śrut stalowy
- okres gwarancji: 12 miesięcy

W trakcie użytkowania

Przechowywać z dala od promieni UV, rozpuszczalników organicznych i nieorganicznych. Po użyciu dobrze jest przetrzeć obciążniki wilgotną ściereczką i odłożyć do wyschnięcia w odpowiednim miejscu.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Tigrar Hantle, Kettlebells i piłka lekarska:
Obciążniki 0.5 kg, Obciążniki 0.75 kg, Obciążniki

1 kg, Obciążniki 1.5 kg, Obciążniki 2 kg