

Mata comfortmat Tiguar

Opis produktu:

Specjalne tworzywo, z którego jest wykonana mata, nie chłonie wilgoci ani kurzu, a system ochrony antybakteryjnej zapobiega rozwojowi grzybni i bakterii. Jest najtrwalszą matą na rynku — wytrzymuje 5-8 lat intensywnego użytkowania.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mata comfortmat Tiguar

Tiguar comfortmat to najtrwalsza mata na rynku, wytrzymująca do ośmiu lat treningów. Tę matę stworzono z myślą o zajęciach grupowych i treningach na siłowni, aby inwestycja w ich zakup zwracała się przez wiele lat intensywnego użytkowania. Jeśli natomiast trenujesz w domu, wybierając tę matę, wybierasz najwierniejszego partnera do treningów, z którym nie będziesz musiał się rozstawać.

Produkowana w hiszpańskiej fabryce mata comfortmat stworzona jest z wysokiej jakości pianki, gwarantującej jej wytrzymałość i odporność na zniszczenia oraz odkształcenia wywołane ćwiczeniami, nawet z użyciem ciężkiego sprzętu, a zastosowanie na jej powierzchni powłoki antybakteryjnej zapobiega rozwojowi grzybni i bakterii. Tworzywo, z którego jest wykonana, nie chłonie także wilgoci oraz kurzu. Mata posiada metalowe oczka, umożliwiające przechowywanie jej na wieszaku na maty, bez ryzyka uszkodzenia maty.

Odpowiednia grubość maty wynosząca 1,6 cm to gwarancja całkowitej amortyzacji oraz izolacji zarówno akustycznej, jak i termicznej od podłoża podczas treningów. Antypoślizgowa powierzchnia użytkowa oraz jej faktura z okrągłymi wypustkami sprawia, że ćwicząc na macie comfortmat będziesz czuć się stabilnie i bezpiecznie.

Komfort użytkowania i funkcjonalność mat są doceniane przez ćwiczących na całym świecie. Mata comfortmat wybierana jest przez tych, którym zależy na ponadprzeciętnej jakości oraz wygodzie i bezpieczeństwie podczas zajęć fitness, treningów funkcjonalnych, dynamicznych, a także siłowych z wykorzystaniem dodatkowych obciążeń.

Zastosowanie

- zajęcia fitness
- trening funkcjonalny
- ćwiczenia z cięższym sprzętem

Mocne strony

- najbardziej trwała mata na rynku
- antybakteryjna powierzchnia
- miękkość, przy jednoczesnej odporności na odkształcenia
- dobra amortyzacja oraz izolacja termiczna i akustyczna

Szczegółowe informacje

- wymiary: 120 x 60 x 1.5 cm
- kolor: czarny
- metalowe oczka do przechowywania na wieszaku lub stojaku na maty
- rozstaw oczek: 36 cm
- Okres gwarancji: 60 miesięcy

Ze względu na proces produkcyjny tolerancja w różnicy grubości pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami maty wynosi +/- 3 mm.

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym treningu matę należy przetrzeć wilgotną (nie mokrą) ściereczką z wodą, wodą z mydłem lub z środkiem dedykowanym do czyszczenia mat treningowych. Przecieranie maty pozytywnie wpływa także na jej właściwości antypoślizgowe.

Informacje:

Model: