



Levator Mini - Elektrostymulator do leczenia nietrzymania moczu

Opis produktu:

Aparat **Nu-Tek Levator Mini**, to zaawansowany dwukanałowy stymulator do wszechstronnego leczenia nietrzymania moczu. Bardzo efektywne rozwiązanie służące wzmocnieniu mięśni Kegla w leczeniu różnych rodzajów nietrzymania moczu, wysiłkowego, z parcia i typu mieszanego, a także częstomoczu, czy regeneracji nerwów czuciowych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Levator Mini - Elektrostymulator do leczenia nietrzymania moczu

W sumie 20 gotowych programów leczniczych wykorzystujących sondę dopochwową a także elektrody naskórne np. do stymulacji nerwu piszczelowego (TNS) lub krzyżowego przy nietrzymaniu stolca.

Dodatkowo dostępne są 2 programy własne z możliwością dowolnego zaprogramowania zabiegu z dość szerokim zakresem zmian parametrów pozwalającym na bardziej zaawansowaną terapię dowolnych grup mięśniowych, w tym stymulację naprzemienną z wykorzystaniem sond 2-kanałowych.

Może być również stosowane w celu poprawy czynności seksualnych oraz odczuć przy współżyciu seksualnym, co również jest jednym z wyników udanego wzmocnienia siły i kurczliwości mięśni Kegla za pomocą elektrostymulacji.

Najważniejsze cechy elektrostymulatora Nu-Tek Levator Mini:

- Proste w użyciu urządzenie lecznicze i wygodne do zastosowania w domu.
- 20 programów preinstalowanych dedykowanych różnym rodzajom nietrzymania moczu oraz

stolca (patrz dalej).

- 2 programy użytkownika pozwalające na indywidualne ustawienie parametrów, w tym:
- Możliwość stymulacji na dwóch kanałach w sposób synchroniczny lub naprzemienny.
- Możliwość stymulacji podczas odpoczynku (między skurczami) - tzw. aktywny odpoczynek.
- Niezrównane możliwości, jak na produkt o tak małych rozmiarach i stosunkowo niskiej cenie.
- Pamięć stosowania - Wbudowana pamięć czasu trwania i intensywności dla ostatnich 30 sesji zabiegowych (pozwala na ocenę przebiegu leczenia przez lekarza).
- Blokada klawiatury - możliwość blokady przycisków klawiatury przez lekarza (za wyjątkiem regulacji siły impulsu i wyłączenia).
- Wskaźnik niskiego stanu baterii.
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 2 min. bezczynności.
- Gwarancja: 2 lata.

W zestawie:

- Sonda dopochwowa o długości 111 mm i średnicy 27 mm - może być stosowana przez jednego pacjenta nawet do 6 miesięcy.
- Zestaw 2 elektrod samoprzylepnych 5x10 cm (do stymulacji poprzez skórę).
- 4 baterie AAA (wystarczają na pracę przez 5 dni po 25 minut dziennie przy intensywności 45 mA).
- 2 przewody doprowadzeniowe elektrod.
- Wygodny futerał (etui).
- Podręczny aparat na nietrzymanie moczu.

Leczenie nietrzymania moczu za pomocą elektrostymulatora Nu-Tek Levator Mini daje bardzo wysoki odsetek wyleczeń lub poprawy stanu zdrowia pacjenta, zależny od zachowanej funkcji mięśni pochwy, mięśni Kegla i nerwu sromowego. Warunkiem użycia jest zachowanie czucia powierzchniowego śluzówki pochwy.

Urządzenie przystosowane jest do podłączenia również innych rodzajów sond do elektrostymulacji oraz elektrod samoprzylepnych na skórę z łączem pin 2 mm, powszechnie stosowanym na rynku.

Urządzenie posiada dwa kanały stymulacji, co oznacza, że możemy stymulować dwa niezależne obszary, np. dopochwowo na jednym kanale i z użyciem elektrod samoprzylepnych na skórze - na drugim kanale. Taka stymulacja może przebiegać synchronicznie (jednoczesny skurcz na obu kanałach) lub naprzemiennie (raz skurcz na jednym kanale i raz na drugim).

W większości przypadków stosuje się jednak stymulację jednokanałową. Wykorzystujemy wtedy jeden kanał (CH1), a drugi pozostaje wolny.

Informacje:

Przeznaczenie: uroginekologia / urologia
Kategoria: Elektrostymulatory
Klasyfikacja: produkt medyczny
Ilość kanałów: 2
Ilość gotowych programów: 20
Rodzaj stymulatora: przewodowe
Gwarancja: 24 miesiące (nie dotyczy akcesoriów)
Zasilanie: Baterie 4xAAA, 6V
Częstotliwość: 2-100 Hz

Model:

Elektrostymulacja: EMS

Napięcie wyjściowe: 90 V

Programy użytkownika: 2

Standard połączenia elektrod: pin 2mm