

Splinty dla dorosłych kończyna dolna - usztywnienia pneumatyczne Urias

Opis produktu:

Splinty URIAS, wykonane ze specjalnego tworzywa, zostały zaprojektowane do rehabilitacji pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. W krótkim czasie znalazły też zastosowanie w terapii małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Splinty dla dorosłych kończyna dolna - Usztywnienia Pneumatyczne

Urias

Splinty URIAS, wykonane ze specjalnego tworzywa, zostały zaprojektowane do rehabilitacji pacjentów z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. W krótkim czasie znalazły też zastosowanie w terapii małych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Splinty wykorzystywane są podczas rehabilitacji:

- poudarowej
- ortopedycznej
- reumatologicznej
- stwardnienia rozsianego
- chirurgia dłoni
- obrzęków
- zaburzenia chodu u dzieci
- innych przypadków.

Splinty służą do usztywniania kończyn pacjenta w pożądaną przez terapeutę pozycję, wspomagając tym samym proces nabywania właściwych nawyków. Są pomocne przy przeprowadzaniu ćwiczeń ruchowych, doskonale współgrają z innym sprzętem (np. piłki terapeutyczne, huśtawki, podesty do ćwiczeń sensomotorycznych).

Jako łatwe w użyciu, po udzieleniu odpowiedniego instruktażu mogą być aplikowane przez osoby niewykwalifikowane (rodzina, opiekunowie) i wykorzystane przez pacjentów do rehabilitacji w domu.

Splinty dla dorosłych na kończynę górną - Usztywnienia Pneumatyczne Urias

70-008-0

Jednokomorowy splint na stopę

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z kranem wlotowym
- Szerokość: 42 cm
- Długość: 38 cm

70-108-0

Dwukomorowy splint na stopę

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z kranem wlotowym
- Szerokość: 21 cm
- Długość: 28 cm

70-006-0**Dwukomorowy splint kończyny dolnej 70 cm**

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- 2 x rurki do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 30 cm
- Długość: 70 cm

70-007-0**Dwukomorowy splint kończyny dolnej 60 cm**

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- 2 x rurki do pompowania z zaworami wlotowymi
- Szerokość: 28 cm
- Długość: 62 cm

71-002-0**Jednokomorowy splint terapeutyczny 3/4 kończyny dolnej**

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z kranem wlotowym
- Szerokość: 40 cm
- Długość: 91 cm

71-012-0**Jednokomorowy splint 3/4 kończyny dolnej z podeszwą**

- Wszystkie używane produkty nie zawierają lateksu
- Podszewka zewnętrzna i wewnętrzna z PVC
- nylonowy zamek błyskawiczny z metalowym pierścieniem
- Zgrzewane szwy wysokiej częstotliwości
- Rurka do pompowania z kranem wlotowym
- Szerokość: 38 cm
- Długość: 93 cm

Informacje:

Kategoria: Usztywnienia kończyn

Model:

SPLINTY dla dorosłych: 70-008-0 Jednokomorowy

splint na stopę (ok. 32 x 20 cm), 70-108-0
Dwukomorowy splint na stopę (ok. 28 x 21 cm),
70-006-0 Dwukomorowy splint kończyny dolnej
70 cm (ok. 70 x 23/30 cm), 70-007-0
Dwukomorowy splint kończyny dolnej 60 cm (ok.
60 x 20/28 cm), 70-012-0 Jednokomorowy splint
3/4 kończyny dolnej z podeszwą (ok. 93 x 32 cm),
71-002-0 Jednokomorowy splint terapeutyczny
3/4 kończyny dolnej (ok 91 x 32 cm)