

Końcówki do Videolaryngoskopu VL3D

Opis produktu:

Końcówki do Videolaryngoskopu VL3D.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Końcówki do videolaryngoskopu VL3D

Ostrza wielokrotnego użytku

Model	Rozmiar[dł. x szer. x wys.]	Pacjenci
Miller 00	72 x 16 x 30	wcześnieiki
Miller 0	84 x 17 x 30	noworodki
Miller 1	110 x 18 x 30	niemowlęta
Mac 1	101 x 18 x 34	niemowlęta
Mac 2	117 x 23 x 37	dzieci
Mac 3	130 x 24 x 39	dorośli
Mac 4	138 x 26 x 49	otyli pacjenci

Mac 5	150 x 25 x 52	problematiczni pacjenci
MacD 1	96 x 18 x 34	niemowlęta
MacD 2	115 x 22 x 50	dzieci
MacD 3	127 x 22 x 34	dorośli
MacD 4	136 x 22 x 57	otyli pacjenci
MacD 5	147 x 22 x 59	problematiczni pacjenci

Ostrza jednorazowego użytku

Model	Rozmiar[dł. x szer. x wys.]	Pacjenci
Mac 1	95 x 28 x 12.5	niemowlęta
Mac 2	110 x 29 x 13	dzieci
Mac 3	110 x 27 x 13	dorośli
Mac 4	135 x 22 x 14	otyli pacjenci
Mac 5	120 x 29 x 16	problematiczni pacjenci

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Opcje produktu:

Wielorazowe - Miller 00 - 72x16x30 mm - wcześniaki, Wielorazowe - Miller 0 - 84x17x30 mm - noworodki, Wielorazowe - Miller 1 - 110x18x30 mm - niemowlęta, Wielorazowe - Mac 1 - 101x18x34 mm - niemowlęta, Wielorazowe - MacD 1 - 96x18x34 mm - niemowlęta, Wielorazowe - Mac 2 - 117x23x37 mm - dzieci, Wielorazowe - MacD 2 - 115x22x50 mm - dzieci, Wielorazowe - Mac 3 - 130x24x39 mm - dorośli, Wielorazowe - MacD 3 - 127x22x34 mm - dorośli, Wielorazowe - Mac 4 - 138x26x49 mm - Pacjenci bariatryczni, Wielorazowe - MacD 4 - 136x22x57 mm - Pacjenci bariatryczni, Wielorazowe - Mac 5 - 150x25x52 mm - problematiczni pacjenci, Wielorazowe - MacD 5 - 147x22x59 mm - problematiczni pacjenci, Jednorazowe - Mac 1 - 95x28x12.5 mm - niemowlęta, Jednorazowe - Mac 2 - 110x29x13 mm - dzieci, Jednorazowe - Mac 3 - 110x27x13 mm - dorośli, Jednorazowe - Mac 4 - 135x22x14 mm - Pacjenci bariatryczni, Jednorazowe - Mac 5 - 120x29x16 mm - problematiczni pacjenci

