

Taśmy do tapingu Rea Tape Classic

Opis produktu:

Taśmy do kinesiotapingu **Rea Tape Classic** to najwyższej jakości elastyczne, wodoodporne taśmy dynamiczne wspomagają pracę układu mięśniowo-szkieletowego oraz limfatycznego. Przeznaczone są dla **sportowców, trenerów, fizjoterapeutów** a także dla osób z **różnymi dolegliwościami bólowymi**.

Dzięki swym właściwościom stosuje się je w **sporcie, rehabilitacji, ortopedii, neurologii, traumatologii, reumatologii, ginekologii, pediatrii i onkologii**. Wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem. Taśmy nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są elastyczne (130-140%), przepuszczalne dla powietrza i hipoalergiczne.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśmy do tapingu Rea Tape Classic

Kinesiology taping to metoda **zmniejszania bólu** i **nienaturalnych odczuć skóry i mięśni**. Taping **niweluje obrzęki** i **poprawia krążenie krwi**. **Rea Tape** idealnie nadaje się do stosowania na obszarze całego ciała, można stosować ją do wszystkich popularnych sposobach kinesiotapingu. Kinesiotaping stosowany jest w wielu kręgach medycyny m.in. w **rehabilitacji, ortopedii, pediatrii** czy **reumatologii**, a także podczas **sportów amatorskich** i **wyczynowych**. Kinesiotaping to metoda plastrowania, która ma znaczący wpływ na proces leczenia. Taping wpływa na **obrzęki** i **zastoje limfy**. Taśmy wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem. Nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są **elastyczne** (130-140%), **przepuszczalne dla powietrza** i **hipoalergiczne**.

Wskazane przy:

- redukcji zmęczenia mięśni,
- poprawy funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych,
- zmniejszenia niewłaściwego ustawienia spowodowanego dysbalansem mięśniowym,
- normalizacji napięcia mięśniowego,
- poprawy mikrokrążenia,
- redukcji obrzęków limfatycznych nóg oraz żylaków,
- redukcji bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

Rozmiar	5 m x 5 cm
Materiał	100% bawełna

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesiotapingu
 Rodzaj: elastyczne
 Przeznaczenie: sport
 Przeznaczenie: taping medyczny
 Kolor: żółty
 Kolor: beże i brązy
 Kolor: czarny
 Kolor: odcienie niebieskiego
 Kolor: odcienie szarości
 Kolor: odcienie zieleni
 Kolor: pomarańcze i czerwienie
 Kolor: róże i fiolety

Model:

Rea Tape Classic - Kolor: Beżowy, Czarny, Niebieski, Zielony, Pomarańczowy, Różowy, Fioletowy, Czerwony, Biały, Żółty