

Taśmy do kinesiotalingu Rea Tape Pattern

Opis produktu:

Elastyczna taśma **Rea Tape** stosowana w kinesiotalingu oddziałują na 5 głównych układów: **skórę, powięź, mięśnie, stawy** oraz **układ krwionośny i limfatyczny**. Naklejanie taśmy kinesiotalingu na skórę wywołuje szczególne pofałdowanie i cofanie się jej w kierunku bazy początkowej plastra. Podobna reakcja zachodzi także w warstwach znajdujących się poniżej skóry. Mechanizm ten zmniejsza nacisk na tkankę łączną, powoduje odbarczenie wolnych zakończeń nerwowych, receptorów skórnych, a także zwiększa przestrzeń międzykomórkową ułatwiając przepływ krwi i chłonki pod naklejonym plastrem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśmy do tapingu Rea Tape Pattern

Kinesiologia taping to metoda **zmniejszania bólu i nienaturalnych odczuć skóry i mięśni**. Taping **niweluje obrzęki i poprawia krążenie krwi**. **Rea Tape** idealnie nadaje się do stosowania na obszarze całego ciała, można stosować ją do wszystkich popularnych sposobach kinesiotalingu.

Kinesiotaping stosowany jest w wielu kręgach medycyny m.in. w **rehabilitacji, ortopedii, pediatrii** czy **reumatologii**, a także podczas **sportów amatorskich i wyczynowych**. Kinesiotaping to metoda plastrowania, która ma znaczący wpływ na proces leczenia. Taping wpływa na **obrzęki i zastoje limfy**. Taśmy wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem. Nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są **elastyczne** (130-140%), **przepuszczalne dla powietrza** i **hipoalergiczne**.

Wskazane przy:

- redukcji zmęczenia mięśni,
- poprawy funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych,
- zmniejszenia niewłaściwego ustawienia spowodowanego dysbalansem mięśniowym,
- normalizacji napięcia mięśniowego,
- poprawy mikrokrążenia,
- redukcji obrzęków limfatycznych nóg oraz żylaków,
- redukcji bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

Rozmiar	5 m x 5 cm
Materiał	100% bawełna

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesiotapingu
Rodzaj: elastyczne
Przeznaczenie: taping medyczny
Kolor: wielokolorowy

Model:

Rea Tape Pattern - Wzór: Biedronka, Usta, Las, Potworki, Moro, Pantera, Żyrafy