

Taśmy do tapingu Rea Tape Premium

Opis produktu:

Udoskonalony plaster dynamicznego kinesiotalingu **Rea Tape** został wykonany z innowacyjnej tkaniny rayon shiny. Gwarantuje jedwabistą gładkość i wytrzymałość taśmy. Stworzony z myślą o sportowcach, trenerach, fizjoterapeutach oraz dla osób z różnymi dolegliwościami bólowymi.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśmy do tapingu Rea Tape Premium

Kinesiologia taping to metoda **zmniejszania bólu** i **nienaturalnych odczuć skóry i mięśni**. Taping **niweluje obrzęki** i **poprawia krążenie krwi**. **Rea Tape** idealnie nadaje się do stosowania na obszarze całego ciała, można stosować ją do wszystkich popularnych sposobach kinesiotalingu. Kinesiotaling stosowany jest w wielu kręgach medycyny m.in. w **rehabilitacji, ortopedii, pediatrii** czy **reumatologii**, a także podczas **sportów amatorskich** i **wyczynowych**. Kinesiotaling to metoda plastrowania, która ma znaczący wpływ na proces leczenia. Taping wpływa na **obrzęki** i **zastoje limfy**. Taśmy wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem. Nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są **elastyczne**

(130-140%), **przepuszczalne dla powietrza i hipoalergiczne.**

Wskazane przy:

- redukcji zmęczenia mięśni,
- poprawy funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych,
- zmniejszenia niewłaściwego ustawienia spowodowanego dysbalansem mięśniowym,
- normalizacji napięcia mięśniowego,
- poprawy mikrokrążenia,
- redukcji obrzęków limfatycznych nóg oraz żylaków,
- redukcji bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

Rozmiar	5 m x 5 cm
Materiał	100% rayon

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesiotapingu

Rodzaj: elastyczne

Przeznaczenie: sport

Przeznaczenie: taping medyczny

Kolor: czarny

Kolor: odcienie niebieskiego

Kolor: odcienie szarości

Kolor: odcienie zieleni

Kolor: róże i fiolety

Kolor: beże i brązy

Model:

Rea Tape Premium - Kolor: Różowy, Niebieski,
Czarny, Srebrny, Zielony, Żółty