


## Elektroda samoprzylepna o śr. 3cm

### Opis produktu:

Elektroda samoprzylepna o średnicy 3 cm (4 szt.) z wtykami 2mm. przeznaczone do urządzeń z rodziny MYO.



### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

Elektroda samoprzylepna o średnicy 3 cm (4 szt.) z wtykami 2mm. przeznaczone do urządzeń z rodziny MYO.

### Informacje:

Kategoria: Elektrody, kable i akcesoria do fizykoterapii

Przeznaczenie: elektroterapia

Rodzaj elektrody: samoprzylepne

Sposób podłączenia: wtyk 2 mm

### Model: