

Bipolarna elektroda stymulująca z odłączanym uchwytem

Opis produktu:

Bipolarne elektrody stymulujące.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody do stymulacji ręcznej

Bipolarne elektrody stymulujące przeznaczone są do stymulacji lub rejestracji nerwów motorycznych i/lub sensorycznych. Do badania wykorzystywane są dwa nasączone solą fizjologiczną korki filcowe. Uchwyt można odłączyć. Elektrody 9013L0352 i 9013L0222 nie są dostępne w sprzedaży.

Numer katalogowy	Długość	Opis	Wtyk kabla
9013L0362	2 m	Dwa korki filcowe 6 mm, Odległość pomiędzy średnicą korków 23 mm	5 pin DIN

Informacje:

Użycie: wielorazowe

Kabel: z kablem

Rodzaje elektrod: bipolarne stymulujące

Model: