

Korki filcowe do bipolarnych elektrod

Opis produktu:

Bipolarne elektrody stymulujące.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Korki filcowe do bipolarnych elektrod

Wymienne korki filcowe przeznaczone są do bipolarnych elektrod do stymulacji ręki. Korki dostępne są w rozmiarze:

Numer katalogowy	Długość	Średnica
9013L3522	7 mm	7,5 mm

Informacja dla użytkowników bipolarnych elektrod stymulacyjnych Korków filcowych nie należy sterylizować. W celu uniknięcia skażenia firma Natus zaleca wymianę korków filcowych po każdym użyciu.

Informacje:

Model: