



Rea Tape Glue - klej do kinesioteapeingu

Opis produktu:

Tuffner "Pre Tape" - klej wzmacniający pod plastry do kinesiologii tapingu - w sprayu ułatwiający przymocowanie taśmy i poprawiający trwałość aplikacji na skórze. Używany w tapingu i kinesiologii tapingu

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Rea Tape Glue - klej do kinesioteapeingu

Tuffner "Pre Tape" - klej wzmacniający pod plastry do kinesiologii tapingu - w sprayu ułatwiający przymocowanie taśmy i poprawiający trwałość aplikacji na skórze. Używany w tapingu i kinesiologii tapingu. Klej idealnie sprawdza się w aplikacjach na okolice skóry narażone na większą potliwość (stopa, dłoń). Jest również świetnym rozwiązaniem w pracy ze sportowcami dla utrwalenia efektów aplikacji podczas wzmożonej aktywności fizycznej i treningu.

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesioteapeingu

Przeznaczenie: akcesorium

Kolor: czarny

Model: