

Taśma do kinesiotalingu Rea Tape Ultra Strong



Opis produktu:

Taśmy do kinesiotalingu **Rea Tape Ultra Strong** to najwyższej jakości elastyczne, wodoodporne taśmy dynamiczne wspomagają pracę układu mięśniowo-szkieletowego oraz limfatycznego. Przeznaczone są dla **sportowców, trenerów, fizjoterapeutów** a także dla osób z **różnymi dolegliwościami bólowymi**.

Dzięki swym właściwościom stosuje się je w **sporcie, rehabilitacji, ortopedii, neurologii, traumatologii, reumatologii, ginekologii, pediatrii i onkologii**. Wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem. Taśmy nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są elastyczne (130-140%), przepuszczalne dla powietrza i hipoalergiczne.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taśma do kinesiotalingu Rea Tape Ultra Strong

Kinesiologia taping to metoda **zmniejszania bólu i nienaturalnych odczuć skóry i mięśni**. Taping **niweluje obrzęki i poprawia krążenie krwi**. **Rea Tape** idealnie nadaje się do stosowania na obszarze całego ciała, można stosować ją do wszystkich popularnych sposobach kinesiotalingu. Kinesiotaling stosowany jest w wielu kręgach medycyny m.in. w **rehabilitacji, ortopedii, pediatrii** czy **reumatologii**, a także podczas **sportów amatorskich i wyczynowych**. Kinesiotaling to metoda plastrowania, która ma znaczący wpływ na proces leczenia. Taping wpływa na **obrzęki i zastoje limfy**. Taśmy wykonane są z tkaniny bawełnianej oraz warstwy akrylowej pokrytej mało drażniącym klejem. Nie zawierają lateksu oraz substancji leczniczych, są **elastyczne**

(130-140%), **przepuszczalne dla powietrza i hipoalergiczne.**

Wskazane przy:

- redukcji zmęczenia mięśni,
- poprawy funkcji mięśni nadmiernie rozciągniętych,
- zmniejszenia niewłaściwego ustawienia spowodowanego dysbalansem mięśniowym,
- normalizacji napięcia mięśniowego,
- poprawy mikrokrażenia,
- redukcji obrzęków limfatycznych nóg oraz żylaków,
- redukcji bólu odcinka lędźwiowo-krzyżowego.

Rozmiar	5 m x 5 cm
Materiał	100% bawełna

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesiotapingu
Rodzaj: elastyczne
Przeznaczenie: sport
Przeznaczenie: taping medyczny
Kolor: beże i brązy

Model:

Rea Tape Ultra Strong - kolor: Czarny, Czerwony