



Żel do USG Konix

Opis produktu:

Żel do USG 500 ml bezbarwny, KONIX.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel do USG Konix

Żel do USG to produkt przeznaczony do diagnostyki USG i Doppler. Dzięki swojej podwyższonej gęstości nie spływa podczas badania i nie moczy ubrań. Wykonany jest na bazie wody, nie zawiera soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej. Umożliwia prawidłowe przewodzenie ultradźwięków.

Skład:

- woda dejonizowana,
- karbomer,
- trietanolamina,
- monopropylen,
- glikol,
- alkohol benzyłowy,
- metylochloroizotiazolinon,
- metyloizotiazolinon.

Informacje:

Przeznaczenie: USG
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Przewodzący

Model:

Konsystencja: Żel

Pojemność: 500 ml

Klasyfikacja: produkt medyczny