

Krem do twarzy i ciała RF-ACTIV

Opis produktu:

Krem **RF-ACTIV FACE** do profesjonalnego sprzętu do radiofrekwencji i/lub terapii próżniowej twarzy.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Krem RF-ACTIV

RF-ACTIV FACE to krem do profesjonalnego sprzętu do radiofrekwencji i/lub terapii próżniowej twarzy, przeznaczony do każdego rodzaju skóry. Jego formuła zawiera 12 aktywnych składników o właściwościach przeciwzmarszczkowych, a także nawilżających, przeciwutleniających, ujędrniających i łagodzących, które działają od najgłębszych do najbardziej powierzchownych warstw skóry.

Krem 450 ml przeznaczony do twarzy

Składniki aktywne: ekstrakt z żeń-szenia, mocznik, minmosa, bluszcz, elastyna, DMAE, kolagen naturalny, centella asiatica, owies, olej ze słodkich migdałów, argireline®, glikol.

Krem 1000 ml przeznaczony do twarzy i ciała

Składniki aktywne: ekstrakt z żeń-szenia, mocznik, minmosa, bluszcz, elastyna, DMAE, kolagen naturalny, centella asiatica, owies, olej ze słodkich migdałów, pantenol, gliceryna, baza emulsyjna do fal radiowych.

Informacje:

Przeznaczenie: TECAR
Przeznaczenie: Pozostałe
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Krem
Pojemność: 1000 ml
Pojemność: 450 ml
Klasyfikacja: produkt niemedyczny

Model:

Pojemność krem do twarzy RF-ACTIV: 450 ml,
1000 ml