

Clinical Reformer

Opis produktu:

Profesjonalny, wytrzymały i bezpieczny reformer przeznaczony do rehabilitacji i komfortowej pracy terapeutycznej z pacjentami, wspierającej powrót do zdrowia i sprawności.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Clinical Reformer

Cechy charakterystyczne:

- Stabilna, trwała i wytrzymała rama wykonana z drewna klonowego o satynowym wykończeniu.
- Zapewnia płynną i bezgłośną pracę dzięki zastosowaniu wyjątkowego systemu 8 kół.
- Poręcz Infinity o największej możliwości regulacji i dopasowania do wzrostu wszystkich pacjentów, również dzieci.
- Możliwość wyboru spośród 2 systemów mocowania sprężyn.

- Wyrób medyczny (CE).
- Dożywotnia limitowana gwarancja.

Wymiary i waga:

Wysokość [cm]:	36, 46 lub 61
Długość [cm]:	236
Szerokość [cm]:	69
Waga [kg]:	84

Informacje:**Model:**