

Rialto Reformer z wieżą

Opis produktu:

Zaprojektowany, aby połączyć funkcję reformera, maty oraz wieży w jednym. Wszechstronna i designerska maszyna, umożliwiająca pracę na wielu płaszczyznach z obu stron wieży, z możliwością indywidualnego dopasowania siły oporu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rialto Reformer z wieżą

Cechy charakterystyczne:

- Zestaw składa się z reformera z matą oraz stabilnej wieży.
- Solidna, ręcznie wykonana rama z drewna klonowego z aluminiowymi nóżkami.
- Wózek zapewniający bezgłośnie i płynną pracę.
- Bezpieczna poręcz o 5 możliwościach regulacji.
- Stabilna wieża z 29 punktami mocowania sprężyn, pozwalająca na niemal nieskończone możliwości konfiguracji.

- Amortyzująca, stabilna mata składająca się z dwóch elementów, dopasowana do ramy reformera.
- Wyrób medyczny (CE).
- 5-letnia limitowana gwarancja.

Wymiary i waga

Wysokość [cm]:	36
Wysokość z wieżą [cm]:	189,5
Długość [cm]:	244
Szerokość [cm]:	57
Waga wieży [cm]:	18
Waga reformera z wieżą [cm]:	82

Informacje:

Model: