

Taśma do kinesiotapingu Rea Tape Sport



Opis produktu:

Rea Tape Sport nieposiadająca właściwości elastycznych to w 100% bawełniana taśma pokryta hipoalergicznym klejem na bazie tlenku cynku.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Taśma do kinesiotapingu Rea Tape Sport

Klej nałożony na powierzchnię taśmy zapewnia bardzo mocne przyleganie, a charakterystyczne ząbkowanie na bocznych krawędziach, umożliwia łatwe i szybkie odrywanie taśmy podczas aplikacji.

Rozmiar	10 m x 3,8 cm
Materiał	100% bawełna

Informacje:

Kategoria: Taśmy do kinesiotapingu
Rodzaj: sztywne
Przeznaczenie: sport
Kolor: beże i brązy

Model: