

Elektroda doodbytnicza - Analys+



Opis produktu:

Analys+ to **elektroda doodbytnicza** o długości **14,5 cm** oraz średnicy **1,4 cm**. **Standardowe gniazdko na wtyk 2 mm** pasujące do większości stymulatorów dostępnych na rynku. **Elektroda wielokrotnego** użytku dla jednego pacjenta. **Analys+** przeznaczona jest do **sEMG** i **elektroterapii doodbytniczej**.

UWAGA!

Ze **względów higienicznych** ewentualny zwrot produktu w ramach 14-dniowego prawa zwrotu nie będzie uznawany w przypadku **rozpakowania sondy i usunięcia plomby** z opakowania.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektroda doodbytnicza - Analys+

Analys+ to **elektroda doodbytnicza** o długości **14,5 cm** oraz średnicy **1,4 cm**. Standardowe gniazdko na wtyk 2 mm pasujące do większości stymulatorów dostępnych na rynku. **Elektroda wielokrotnego** użytku dla jednego pacjenta. **Analys+** przeznaczona jest do **sEMG** i elektroterapii doodbytniczej.

Dane techniczne:

- 2 m/m żeńskie złącza bananow
- Długość sondy: 14,5 cm
- Waga całkowita: 17 g

Informacje:

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej
Elektrody w promocji: Tak

Opcje produktu: