

Sonda analna ciśnieniowa RECTALIS



Opis produktu:

RECTALIS to nowa **sonda anorektalna** z podwójnym balonem do pomiaru ciśnienia anorektalnego. Dwa 100 ml bezłateksowe balony o różnych wielkościach wykonane z poliizoprenu są rozmieszczone i zamocowane na rurce PCV wyskalowanej od **0 do 25**, o **długości 500 mm** i **średnicy 3,9 mm**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sonda analna ciśnieniowa RECTALIS

Rectalis to nowa sonda anorektalna z podwójnym balonem do pomiaru ciśnienia anorektalnego. Dwa 100 ml bezłateksowe balony o różnych wielkościach wykonane z poliizoprenu są rozmieszczone i zamocowane na rurce PCV wyskalowanej od 0 do 25, o długości 500 mm i średnicy 3,9 mm.

Praktyczne zastosowanie sondy

- Rectalis to dwu-balonowa sonda z dwoma kanałami ciśnienia rekto-manometrycznego, przeznaczona do rehabilitacji. Ma zastosowanie w terapii manometrycznych ćwiczeń zwieracza odbytu biofeedback.
- Pozwala na sprawdzenie profilu analnego, pomiar odruchów zwieracza, synchronizację brzuszną i krocową.
- Reedukator najpierw dokonuje oceny dysfunkcji, a następnie przy pomocy sondy może podjąć się korekcji dysfunkcji.

Informacje:

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej
Elektrody w promocji: Tak

Opcje produktu: