

Sonda dopochwowa - AIR STIM



Opis produktu:

Sonda (Elektroda) dopochwowa **Air stim** łączy w sobie funkcję elektrody z 2 elektrodami pierścieniowymi (stymulacja i/lub feedback) oraz sondy ciśnieniowej. Elektroda i jednocześnie sonda nowej generacji, umożliwia 5 różnych zastosowań: stymulację elektryczną, BFB EMG, BFB ciśnieniowy, stymulację elektryczną i jednoczesny pomiar ciśnienia oraz jednoczesne ciśnienie BFB EMG.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Sonda dopochwowa - AIR STIM

Sonda (Elektroda) dopochwowa **Air stim** łączy w sobie funkcję elektrody z 2 elektrodami pierścieniowymi (stymulacja i/lub feedback) oraz sondy ciśnieniowej. Elektroda i jednocześnie sonda nowej generacji, umożliwia 5 różnych zastosowań: stymulację elektryczną, BFB EMG, BFB ciśnieniowy, stymulację elektryczną i jednoczesny pomiar ciśnienia oraz jednoczesne ciśnienie BFB EMG.

Dane techniczne:

- **2 m/m żeńskie złącza bananów**
- Długość sondy: **11,5 cm**
- Waga całkowita: **42 g**

Informacje:

Kategoria: Elektrody i akcesoria do fizjoterapii uroginekologicznej
Elektrody w promocji: Tak

Model: