



Oxy Cycle III - rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych

Opis produktu:

Rotor OxyCycle III to doskonałe narzędzie do spersonalizowanych, nisko obciążających treningów w domu. Regulowany poziom prędkości i oporu sprawia, że świetnie nadaje się do stopniowego wzmacniania rąk i nóg. Ten rotor umożliwi Ci wykonywanie nisko obciążających ćwiczeń, które zwiększają siłę i elastyczność. Jest odpowiedni zarówno dla górnej, jak i dolnej partii ciała.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Oxy Cycle III - rotor elektryczny do ćwiczeń czynnych i biernych

MoVeS Oxy Cycle III ma lekką, kompaktową konstrukcję, regulowaną prędkość i opór, 15-minutowy wyłącznik czasowy oraz wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, na którym można odczytać skanowanie, czas, wynik pomiarowy, sumę i spalone kalorie. W zestawie znajduje się mata antypoślizgowa i wymienne pedały z uchwytami.

Dane techniczne:

Zakres regulacji prędkości [rpm]:	25-65
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	50 x 46 x 38
Zasilanie:	230V AC 50Hz 60W
Masa [kg]:	8,5
Gwarancja producenta:	12 miesięcy

Informacje:

Kategoria: Rotory rehabilitacyjne

Model: