

Krzesło urodynamiczne - URK typ 2

Opis produktu:

Krzesło urodynamiczne URK typ 2

przeznaczone jest do współpracy z aparatami urodynamicznymi. Ułatwia przeprowadzanie badań przepływowych (urowflowmetria) umożliwiając pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji w trakcie badania. Znajduje zastosowanie w klinikach urologicznych i ginekologicznych. Konstrukcja krzesła urodynamicznego wykonana jest ze stali, pokrytej farbą proszkową.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Krzesło urodynamiczne URK typ 2

Krzesło urodynamiczne URK typ 2 jest przeznaczone do współpracy z aparatami urodynamicznymi. Ułatwia przeprowadzanie badań przepływowych (urowflowmetria) umożliwiając pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji w trakcie badania. Znajduje zastosowanie w klinikach urologicznych i ginekologicznych. Konstrukcja krzesła urodynamicznego wykonana jest ze stali, pokrytej farbą proszkową.

Krzesło urodynamiczne URK typ 2 - dane techniczne:

Wysokość minimalna siedziska [mm]:		510
Wysokość maksymalna siedziska [mm]:		620
Zakres regulacji wysokości na nóżkach [mm]:		110
Szerokość u podstawy [mm]:		570
Głębokość u podstawy [mm]:		570
Maksymalne obciążenie użytkowe krzesła [kg]:		150
Masa krzesła z deską i miską [kg]:		10
Warunki otoczenia (temperatura, wilgotność względna, ciśnienie):	pracy	+10°C do +40°C, od 30% do 75% bez skroplenia, 700-1060 hPa
	składowania	+5°C do +45°C, nie przekracza 75% bez skroplenia, 700-1060 hPa
	transportu	-10°C do +45°C, od 20% do 95% bez skroplenia, 700-1060 hPa
Gwarancja:		24 miesiące
Wyrób medyczny:		

Informacje:

Model:

Dodatkowy lejek: nie, tak