



Żel do wykonywania kriolipolizy - pojemność 1l

Opis produktu:

8Żel jest stosowany w specjalnych urządzeniach do kriolipolizy, takich jak Selene, które działają na zasadzie chłodzenia skóry za pomocą specjalnych końcówek. Pojemność 1 litra wystarcza na wiele zabiegów, a jego regularne stosowanie może prowadzić do trwałej redukcji tkanki tłuszczowej.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Żel do wykonywania kriolipolizy - pojemność 1l

Żel do kriolipolizy to produkt stosowany w zabiegach kosmetycznych, które polegają na redukcji tkanki tłuszczowej poprzez jej zamrażanie. Zabiegi te są bezbolesne i bezinwazyjne, a efekty widoczne są już po kilku tygodniach.

Informacje:

Przeznaczenie: Kriolipoliza
Rodzaj preparatu: Pozostałe
Konsystencja: Żel
Pojemność: 1000 ml
Klasyfikacja: produkt niemedyczny

Opcje produktu: