



Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ (TUBE)

Opis produktu:

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ (TUBE) firmy Avanos wykonany jest z silikonu medycznego. Posiada wbudowany silikonowy balonik zabezpieczający (7-10ml) oraz zgłębniki o długości części jelitowej wynoszącej 25,4 cm, które posiadają balonik 3-5 ml.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ (TUBE)

Wprowadzany metodą endoskopową / radiologiczną

Cechy charakterystyczne:

- wykonany z silikonu medycznego,
- wbudowany silikonowy balonik zabezpieczający (7-10ml), zgłębniki o długości części jelitowej wynoszącej 25.4 cm posiadają balonik 3-5 ml,
- zewnętrzny pierścień mocujący SECUR-LOK*,
- część jelitowa zgłębnika zakończona obciążnikiem z wolframu,
- dwa porty ze złączem ENFit® przeznaczone do podawania żywienia oraz dekompresji lub odbarczania żołądka,
- znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim,
- wysterylizowany promieniami gamma.

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ (TUBE)

Średnica	Długość	
16 Fr	57,9	8210-16
16 Fr	25,4	8210-16LV
18 Fr	57,9	8210-18
18 Fr	25,4	8210-18LV

20 Fr	57,9	8210-20
22 Fr	57,9	8210-22
24 Fr	57,9	8210-24
26 Fr	57,9	8210-26
28 Fr	57,9	8210-28
30 Fr	57,9	8210-30

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe
Zgłębniki gastrostomijno-jelitowe: Zgłębnik balonowy, gastrostomijno-jelitowy (GJ)

Model:

Zestawy AVANOS: 16 Fr - 57,9 - 8210-16, 18 Fr - 57,9 - 8210-18, 20 Fr - 57,9 - 8210-20, 22 Fr - 57,9 - 8210-22, 24 Fr - 57,9 - 8210-24, 26 Fr - 57,9 - 8210-26, 28 Fr - 57,9 - 8210-28, 30 Fr - 57,9 - 8210-30, 16 Fr - 25,4 - 8210-16LV, 18 Fr - 25,4 - 8210-18LV