



Zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego ze szwami SAF-T-PEXY

Opis produktu:

Zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego ze szwami SAF-T-PEXY, wysterylizowany tlenkiem etylenu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego ze szwami SAF-T-PEXY

Zestaw kotwiczący do przewodu pokarmowego ze szwami SAF-T-PEXY, wysterylizowany tlenkiem etylenu.

Dane techniczne:

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
98701	SAF-T-PEXY* T-Fasteners, igły z kotwicami wraz z zakrzywionymi kleszczykami hemostatycznymi	1 op. zawiera 3 igły oraz 1 kleszczyki

Informacje:

Model: