

Strzykawką do żywienia dojelitowego (enteralna) ze złączem ENFit

Opis produktu:

Strzykawką do żywienia dojelitowego (enteralna) ze złączem ENFit®. Strzykawką dostępną w objętościach: 60 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 1 ml.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Strzykawką do żywienia dojelitowego (enteralna) ze złączem ENFit

- ergonomiczny kształt,
- widoczna i wyraźna skala,
- gładkie prowadzenie tłoka,
- gwint umieszczony centrycznie,
- sterylizowane tlenkiem etylenu,
- ważne 60 miesięcy od daty produkcji,
- pakowane pojedynczo w blister,
- dostępne w objętościach: 60 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 1 ml.

Dane techniczne:

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie
SYR-01S	Strzykawka ENFit® 1 ml	1 szt./op.
SYR-03S	Strzykawka ENFit® 3 ml	1 szt./op.
SYR-05S	Strzykawka ENFit® 5 ml	1 szt./op.
SYR-10S	Strzykawka ENFit ® 10 ml	1 szt./op.
SYR-20S	Strzykawka ENFit ® 20 ml	1 szt./op.
SYR-60S	Strzykawka ENFit ® 60 ml	1 szt./op.

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe

Model:

Zestawy AVANOS: SYR-03S - Strzykawka ENFit 3 ml - 1 szt./op., SYR-05S - Strzykawka ENFit 5 ml - 1 szt./op., SYR-10S - Strzykawka ENFit 10 ml - 1 szt./op., SYR-20S - Strzykawka ENFit 20 ml - 1 szt./op., SYR-60S - Strzykawka ENFit 60 ml - 1 szt./op.