



FARRELL Valve - system do ciągłej dekompresji żołądka

Opis produktu:

FARRELL* Valve to system do ciągłej dekompresji żołądka. Zawór FARRELL* zapewnia kanał do ciągłej dekompresji żołądka. Posiada złącze ENFit®.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

FARRELL Valve - system do ciągłej dekompresji żołądka

Zawór FARRELL zapobiega wyciekom, które mogą powodować podrażnienie skóry w wyniku narażenia na płyny żołądkowe oraz utratę treści żołądkowej, w tym elektrolitów, płynów żołądkowych i leków.

Schorzenia i terapie, w których system zaworów FARRELL może przynieść korzyści:

Refluks żołądkowo-przełykowy

CPAP, respirator lub terapia wysokim przepływem O₂

Opóźnione opróżnianie żołądka (DGE)

Pacjenci z zaburzeniami neurologicznymi

Fundoplikacja pooperacyjna

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe

Model: