

CORGRIP - system mocowania zgłębników



Opis produktu:

CORGRIP wyposażony jest w unikalny system wprowadzania, który nie wymaga przeciągania cewnika za kością lemieszową oraz w specjalny klips unieruchamiający Slot Slide Lock (SSL)

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

CORGRIP - system mocowania zgłębników

- unikalny system wprowadzania nie wymaga przeciągania cewnika za kością lemieszową,
- specjalny klips unieruchamiający Slot Slide Lock (SSL),
- centymetrowa podziałka,
- do rozmiarów od 8 Fr do 18 Fr,
- biokompatybilna, trwała poliestrowa taśma mocująca,
- może być używany przez 4 tygodnie,
- w zestawie dodatkowy klips i urządzenie otwierające.

CORGRIP* System mocowania zgłębników NG/NI

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
25-008	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami I\G/NI 8 Fr	10 szt./opak.
25-010	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami	10 szt./opak.

	NG/NI 10 Fr	
25-012	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 12 Fr	10 szt./opak.
25-014	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 14 Fr	10 szt./opak.
25-016	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 16 Fr	10 szt./opak.
25-018	CORGRIP* System mocowania NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 18 Fr	10 szt./opak.

*możliwość sprzedaży na sztuki

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe

Model:

Zestawy AVANOS: 25-008 - NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 8 Fr, 25-010 - NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 10 Fr, 25-012 - NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 12 Fr, 25-014 - NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 14 Fr, 25-016 - NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 16 Fr, 25-018 - NG/NI do użycia z zgłębnikami NG/NI 18 Fr