

CLOG ZAPPER - zestaw do czyszczenia zgłębników do żywienia dojelitowego



Opis produktu:

Zestaw do czyszczenia zgłębników do żywienia dojelitowego CLOG ZAPPER cechuje się enzymatyczną formułą, która jest znacznie skuteczniejsza niż samo przepłukiwanie wodą. Wszystkie składniki tworzą mieszanekę, która ma za zadanie rozbić, rozpuścić, a następnie usunąć zatory.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

CLOG ZAPPER - zestaw do czyszczenia zgłębników do żywienia dojelitowego

- CLOG ZAPPER* to produkt spożywczy,
- wszystkie składniki tworzą mieszanekę, która ma za zadanie rozbić, rozpuścić, a następnie usunąć zatory,
- enzymatyczna formuła jest znacznie skuteczniejsza niż samo przepłukiwanie wodą.

Zestaw zawiera:

- 1 - strzykawka doustna 10 ml ze sproszkowaną formułą
- 1 - strzykawka doustna 10 ml (nie używać z zgłębnikiem ze złączem ENFit®)
- 1 - aplikator 31 cm
- 2 - gaziki 10 cm

Uwaga

do przepłukania zgłębnika wodą konieczne jest zastosowanie strzykawki ze złączem ENFit®

Strzykawka do żywienia dojelitowego (enteralna) ze złączem ENFit

Informacje:

Opcje produktu: