

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY



Opis produktu:

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY, wysterylizowane tlenkiem etylenu. Urządzenie posiada podwójne światło, które umożliwia zastosowanie techniki Seldingera. Zestaw zawiera strzykawkę Luer Slip 12 ml służącą do napełniania / opróżniania balonika retencyjnego.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY* pomaga w określeniu długości stomii w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pacjenta dzięki prawidłowo dopasowanemu zgłębnikowi do żywienia dojelitowego. Podwójne światło umożliwia zastosowanie techniki Seldingera. Zestaw zawiera strzykawkę Luer Slip 12 ml służącą do napełniania/ opróżniania balonika retencyjnego.

Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY*, wysterylizowane tlenkiem etylenu

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie*
98460	MIC-KEY* Urządzenie do pomiaru stomii	10 szt./op.

*możliwość sprzedaży na sztuki

Informacje:

Model: