




Żel do profesjonalnego masażu dla kobiet GENTLE GEL 1000ml

Opis produktu:

Żel do profesjonalnego masażu dla kobiet GENTLE GEL firmy **Winback** w wygodnym opakowaniu 1000ml wyposażony w specjalny dozownik.

Więcej o Terapii Tecar

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Żel do profesjonalnego masażu dla kobiet może być wykorzystywany do zabiegów z wykorzystaniem pojemnościowego i rezystancyjnego transferu energii (**TECAR**). Żel umożliwia przepływ energii i zapewnia optymalny poślizg **elektrod Tecar** (również firmy **Indiba Active** oraz **Doctor Tecar**). Terapia **Tecar** jest innowacyjną formą **zabiegów**, łączącą **terapię** manualną z działaniem prądów o wysokiej częstotliwości. Preparat należy nakładać w odpowiedniej ilości w zależności od obszaru poddawanego zabiegowi oraz czasu trwania zabiegu na obszarze, w którym będzie przesuwana elektroda pojemnościowa lub rezystancyjna. Do użytku z urządzeniami Winback 1s, Winback 3SE, Winback 3SE Color i Winback 4.

Skład:

Woda, fenoksyetanol, karbomer, wodorotlenek sodu, EDTA disodowy, etyloheksylogliceryna.

Informacje:

Model:

Przeznaczenie: TECAR
Terapia Tecar: Akcesoria
Kategoria: Żele i preparaty
Rodzaj preparatu: Przewodzący
Konsystencja: Żel
Pojemność: 1000 ml
Klasyfikacja: produkt niemedyczny