

Bathaid - Wanna pielęgnacyjna

Opis produktu:



Wanna **Bathaid** to nowoczesna wanna pielęgnacyjna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do kąpieli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach oraz domach opieki, a także w placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości wanny Bathaid ułatwia personelowi wykonywanie czynności higienicznych związanych z codzienną pielęgnacją pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wanna pielęgnacyjna Bathaid

Wanna **Bathaid** to nowoczesna **wanna pielęgnacyjna** o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do kąpieli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach oraz domach opieki, a także w placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości wanny Bathaid ułatwia personelowi wykonywanie czynności higienicznych związanych z codzienną pielęgnacją pacjenta.

Wanna Bathaid ułatwia personelowi przeprowadzenie kąpieli pielęgnacyjnej pacjenta ze zmniejszoną mobilnością ruchową spowodowaną urazem, chorobą lub niepełnosprawnością.

Cechy charakterystyczne Bathaid:

- ergonomiczna konstrukcja,
- specjalnie wyprofilowana niecka z podporami ramion,
- przelew z pokręteł do zamykania odpływu,
- elektryczne podnoszenie i opuszczanie niecki wanny z regulacją w zakresie 40 cm (siłowniki firmy Linak),
- obsługa funkcji podnoszenia i opuszczania niecki wanny realizowana jest za pomocą panelu stałego na koronie wanny (praca ze zmniejszoną prędkością) oraz pilota ręcznego. Pilot umożliwia sterowanie z dwiema prędkościami podnoszenia/opuszczania i opcjonalnie może być wyposażony w system autoryzacji dostępu z kluczykiem,
- wbudowany układ dezynfekcji wanny,
- słuchawka prysznicowa do spłukiwania pacjenta,
- uchwyty,
- podpórka do nóg regulowana w 3 pozycjach,
- panel stały do regulacji wysokości.

Wanna Bathaid dostępna jest w trzech wersjach:

ECONOMY

Wyposażenie podstawowe:

- bateria termostatyczna wannowa z wbudowaną wylewką,
- napełnianie niecki wanny przez odkręcenie zaworu.

Wyposażenie dodatkowe:

- elektroniczny wskaźnik temperatury wody w niecce,
- szybsze siłowniki,
- układ dezynfekcji niecki.

PREMIUM

Wyposażenie podstawowe:

- pulpity sterowania,
- bateria termostatyczna z niezależną wylewką,
- automatyczne napełnianie niecki wanny (jeden poziom zabiegowy),
- elektroniczny wskaźnik temperatury wody w niecce i na wylewce,
- szybsze siłowniki.

Wyposażenie dodatkowe:

- AUDIO,

- CHROMO - 12 punktów LED z możliwością wyboru efektów świetlnych,
- układ dezynfekcji niecki.

PREMIUM Plus

Wypożażenie podstawowe:

- pulpit sterowania,
- bateria termostatyczna z niezależną wylewką,
- automatyczne napełnianie niecki wanny (jeden poziom zabiegowy),
- elektroniczny wskaźnik temperatury wody w niecce i na wylewce,
- opcja AIR (napowietrzanie kąpieli),
- szybsze siłowniki.

Wypożażenie dodatkowe:

- AUDIO,
- CHROMO - 12 punktów LED z możliwością wyboru efektów świetlnych,
- AROMA,
- układ dezynfekcji niecki.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Dostępne opcje

Wskaźnik temperatury

W wersji Economy dostępny jest jako opcja w postaci elektronicznego wyświetlacza pokazującego temperaturę wody w niecce. Natomiast w wersjach Premium i Premium Plus wskaźnik temperatury jest standardowo wbudowany w pulpit sterowania.

System awaryjnego zasilania

System realizowany jest poprzez opcjonalny akumulator, który umożliwia opuszczanie niecki wanny w przypadku braku lub przerwy w dopływie energii elektrycznej. Podczas pracy na zasilaniu akumulatorowym, system sygnalizuje swoją pracę ciągłym sygnałem dźwiękowym. Akumulator nie wymaga specjalnych czynności serwisowych poza coroczną kontrolą stanu technicznego.

Układ dezynfekcji niecki

System wyposażony w zbiornik o pojemności 2,8l oraz kontrolkę LED poziomu płynu dezynfekującego. System jest standardowo ustawiony na uzyskanie 3% stężenia środka dezynfekcyjnego i wyposażony w specjalną słuchawkę do jego natryskiwania. Poziom rezerwy został tak skonfigurowany, aby umożliwić wykonanie jeszcze trzech 30-sekundowych procedur dezynfekcji po zaświeceniu się żółtej kontrolki LED sygnalizującej niski poziom płynu.

Siłowniki

Wanna może być wyposażona w dwa rodzaje siłowników. Standardowe siłowniki, dostępne tylko w wersji Economy, oferują czas podnoszenia i opuszczania około 50 sekund. Szybsze siłowniki, które są opcjonalne dla wersji Economy i standardowe dla wersji Premium i Premium Plus, skracają ten czas do około 30 sekund. Czasy te dotyczą zarówno pustej, jak i maksymalnie obciążonej (400 kg) wanny.

Parametr	Siłowniki standardowe	Siłowniki szybkie
Czas podnoszenia/opuszczania	~50 s	~30 s
Dostępność w Economy	Standard	Opcja
Dostępność w Premium/Premium Plus	Niedostępne	Standard
Maksymalne obciążenie	400 kg	400 kg
Tryb pracy	Nieciągły (2 min praca / 18 min przerwa)	Nieciągły (2 min praca / 18 min przerwa)

System AUDIO

Dostępny wyłącznie w wersjach Premium i Premium Plus, system AUDIO składa się z wbudowanego modułu multimedialnego BT10 firmy Power Dynamics oraz głośników umieszczonych w tylnej części wanny. System umożliwia odtwarzanie muzyki poprzez połączenie Bluetooth.

System CHROMO

Dostępny tylko w wersjach Premium i Premium Plus, składa się z 12 punktów świetlnych LED umieszczonych w bocznej części wanny. System oferuje szeroki zakres efektów świetlnych, w tym kolory stałe (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, pomarańczowy, purpurowy, biały), "taniec" świateł z efektem migania oraz płynne przejścia między kolorami w trybie wolnym i szybkim.

System AROMA

Zarezerwowany wyłącznie dla wersji Premium Plus, umożliwia dozowanie aromatów podczas kąpieli. Kluczowe jest to, że system działa wyłącznie podczas pracy dmuchawy w trybie kąpieli z napowietrzaniem. Kąpiel z aromatami powinna trwać od 15 do 30 minut. System wykorzystuje wymienne zbiorniczki o pojemności 50 ml, które można dokupić w firmie Meden-Inmed. W podstawowym zestawie znajdują się 4 zbiorniczki z różnymi zapachami.

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Szerokość: 800 mm
Długość: 1990 mm
Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz
Maksymalna masa pacjenta: 185 kg
Masa urządzenia: 210 / 230 / 252 kg
Pojemność do przelewu: 270 l
Maksymalne bezpieczne obciążenie SWL: 400 kg
Wys. min.-maks. (krawędź niecki): 72-112 cm
Głębokość niecki: 43 cm
Średnica odpływu: 5 cm
Maksymalny czas napełniania do przelewu (ECONOMY/PREMIUM) przy zalecanym przepływie

Model:

Bathaid - Wersja: ECONOMY, PREMIUM, PREMIUM Plus
Bathaid - Akumulator: nie, tak
Bathaid - Układ dezynfekcji: nie, tak
Bathaid (Economy) - Wskaźnik temperatury: nie, tak
Bathaid - Siłownik: standardowy, szybszy
Bathaid - Audio: nie, tak
Bathaid - Chromo: nie, tak
Bathaid - Aroma: nie, tak

~70 l/min: ok. 16 min / ok. 9,5 min

Maksymalny czas opróżniania niecki wanny: ok. 4 min

Siłowniki standardowe - czas

podnoszenia/opuszczania: ok. 50 s

Siłowniki standardowe - dostępność w Economy:
Standard

Siłowniki standardowe - dostępność w

Premium/Premium Plus: Niedostępne

Siłowniki standardowe - maksymalne obciążenie:
400 kg

Siłowniki standardowe - tryb pracy: Nieciągły (2 min praca / 18 min przerwa)