



Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFit

Opis produktu:

Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFit®, może służyć jako zamiennik każdego korka w standardzie **ENFit®**, kompatybilny ze **zgłębnikami nosowo-żołądkowymi** oraz **gastrostomijnymi**.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFit

Fioletowy korek z żeńskim gwintem typu ENFit®, może służyć jako zamiennik każdego korka w standardzie ENFit®, kompatybilny ze zgłębnikami nosowo-żołądkowymi oraz gastrostomijnymi.

Informacje:

Model: