



Obrotowe krzesło do wirówek

Opis produktu:

Obrotowe krzesło z regulacją wysokości i kąta nachylenia oparcia, Wyposażone jest w wygodne siedzisko i oparcie oraz stabilną podstawę. Wysokość krzesła można regulować dzięki podnośnikowi pneumatycznemu. Mechanizm CPT pozwala na dostosowanie odległości oparcia od siedziska. Idealne do użytku razem z wirówkami rehabilitacyjnymi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Obrotowe krzesło do wirówek

- Wymiary siedziska (szer. x wys.): 460 x 420 mm
- Wymiary oparcia (szer. x wys.): 400 x 290 mm
- Regulacja wysokości siedziska w zakresie 450-640 mm, za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 190 mm
- Podstawa krzesła o średnicy 580 mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.
- Mechanizm CPT łączący siedzisko z oparciem, umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia do siedziska, pozwalający podnosić oparcie oraz dopasować jego od siedziska.
- Stabilne stopki podstawy krzesła.
- Udźwig do 150 kg

Informacje:

Model: