


Hydraid - Podnośnik wannowy

Opis produktu:

Podnośnik wannowy **Hydraid** przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik wannowy Hydraid

Podnośnik wannowy Hydraid z regulacją wysokości przeznaczony jest do stosowania w szpitalach, sanatoriach, domach opieki. Stosuje się go do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. Umożliwia opiekunowi przeniesienie pacjenta z łóżka do wanny i z wanny do łóżka.

Może obsługiwać go jedna osoba co pozwala na ergonomiczną pracę personelu. Podnośnik wannowy Hydraid można używać razem z wanną pielęgnacyjną Bathaid.

Cechy charakterystyczne Hydraid:

- podnoszenie/opuszczanie,
- mobilny,
- 3 - częściowy blat noszy (+ poduszka),
- regulacja sekcji głowy i nóg,
- wyposażony w panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości.

Hydraid

pozycja siedząca

Hydraid

pozycja leżąca

Parametry techniczne podnośnika wannowego Hydraid:

Wymiary jako siedzisko (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]:	97 x 76 x 124/184
Wymiary jako nosze (dł. x szer. x wys. (min./maks.)) [cm]:	97 x 184 x 124/184
Wymiary noszy (dł. x szer.) [cm]:	43,5 x 184
Szerokość siedziska [cm]:	43,5
Wysokość uchwytu [cm]:	119
Średnica skrętu [cm]:	115
Średnica kółek (z/bez hamulca) [cm]:	12,5/10
Napięcie wejściowe [V, Hz]:	100-240, 50-60
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9
Masa podnośnika [kg]:	95
Maks. bezpieczne obciążenie podnośnika w pozycji siedzącej (SWL) [kg]:	180
Czas podnoszenia/opuszczania [s]:	42/35

Informacje:

Kategoria: Podnośniki dla niepełnosprawnych

Masa: 95 kg

Typ podnośnika: transportowy

Typ podnośnika: wannowy

Maksymalny udźwig: 180 kg

Regulacja rozstawu: brak

Sterowanie: pilot przewodowy

Specjalne funkcje: funkcja kąpielowa

Zakres podnoszenia: 124-184 cm

Promień skrętu: 115 cm

Model:

Hydraid - opcja: siedząca, leżąca

Moduł wagi: nie, tak