

## Hydraid - Podnośnik wannowy

### Opis produktu:

Podnośnik wannowy **Hydraid** przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją.



### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Podnośnik wannowy Hydraid

**Podnośnik wannowy Hydraid** z regulacją wysokości przeznaczony jest do stosowania w szpitalach, sanatoriach, domach opieki. Stosuje się go do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. Umożliwia opiekunowi przeniesienie pacjenta z łóżka do wanny i z wanny do łóżka.

Może obsługiwać go jedna osoba co pozwala na ergonomiczną pracę personelu. Podnośnik wannowy Hydraid można używać razem z wanną pielęgnacyjną Bathaid.

### Cechy charakterystyczne Hydraid:

- podnoszenie/opuszczanie,
- mobilny,
- 3 - częściowy blat noszy (+ poduszka),
- regulacja sekcji głowy i nóg,
- wyposażony w panel sterowania i ręczny pilot do regulacji wysokości.

### Hydraid

pozycja siedząca

### Hydraid

pozycja leżąca

### Informacje:

Kategoria: Podnośniki dla niepełnosprawnych  
 Waga: 95 kg  
 Typ podnośnika: transportowy  
 Typ podnośnika: wannowy  
 Maksymalny udźwig: 180 kg  
 Regulacja rozstawu: brak  
 Sterowanie: pilot przewodowy  
 Specjalne funkcje: funkcja kąpielowa  
 Zakres podnoszenia: 480-1060 cm  
 Promień skrętu: 115 cm  
 Akumulator: 2,9  
 Czas podnoszenia/opuszczania [s]: 42/35  
 Napięcie: 100-240, 50-60  
 Wymiary noszy (dł. x szer.) [cm]: 184 x 43  
 Wysokość uchwyty [cm]: 119  
 Średnica kółek (z/bez hamulca) [cm]: 12,5/10  
 Wymiary siedziska (dł. x szer. x wys.) [cm]: 45 x 43,5 x 62

### Model:

Hydraid - opcja: siedząca, leżąca  
 Moduł wagi: nie, tak