



Elektrody do defibrylacji dla dorosłych do defibrylatorów Nihon Kohden, Welch Allyn, Artema, Drager, Innomed, MRL, S&W

Opis produktu:

Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca oraz monitoringu EKG jednorazowego użytku. Przeznaczone dla dorosłych, z kablem wewnątrz opakowania.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody do defibrylacji dla dorosłych Nihon Kohden

Elektrody wielofunkcyjne do defibrylacji, kardiowersji, zewnętrznej stymulacji serca oraz monitoringu EKG jednorazowego użytku. Przeznaczone dla dorosłych, z kablem wewnątrz opakowania.

Zapewniają niską impedancję oraz niski próg stymulacji z uwzględnieniem dobra pacjenta. Produkt nie zawiera lateksu.

Elektrody są kompatybilne z:

- Artema / Innomed Cardioaid 100,
- Artema / Innomed Cardioaid 200,
- Artema / Innomed Cardioaid 200B,
- Artema / Innomed Cardioaid 360B,
- Artema / Innomed Cardioaid XL,
- Artema / Innomed Cardioaid XL+,
- Artema / S&W Cardio AID LS,
- Artema / S&W Cardio AID MC,
- Artema / S&W Cardio AID MC+,
- Draeger / Dräger Cardiolog 2000,
- MRL Lifequest,
- MRL Lite,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-2202 z kablem JC-755V,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-2203 z kablem JC-755V,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-5500 (seria) z kablem JC-755V,

- Nihon Kohden Cardiolife TEC-5600 (seria) z kablem K342A (JC-855V),
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-7531 z kablem JC-755V,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-7600 (seria) z kablem JC-755V,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-7700 (seria) z kablem JC-755V,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-8251 z kablem JC-755V,
- Nihon Kohden Cardiolife TEC-8300 (seria) z kablem K342A (JC-855V),
- Welch Allyn AED-10 (adapter 002173-U),
- Welch Allyn AED-20 (adapter 002174-U),
- Welch Allyn PIC-30,
- Welch Allyn PIC-40,
- Welch Allyn PIC-50.

Dane techniczne:

Grupa docelowa:	dla dorosłych (powyżej 8 lat i >25 kg)
Kabel na zewnątrz opakowania:	nie
Redukcja energii:	nie
RTG:	nie
Długość kabla:	120 cm
Powierzchnia elektrody:	148 cm ²
Powierzchnia aktywna elektrody:	95 cm ²
Szerokość pierścienia klejącego:	1.3 cm
Liczba wyładowań, które może wytrzymać elektroda:	50 @ 360 J
Opakowanie jednostkowe:	1 para (2 szt.)

Informacje:

Model: