

Pompa ssąco-płuczająca do zabiegów endoskopowych ISA-IIA



Opis produktu:

Pompa ssąco-płuczająca przeznaczona do zabiegów endoskopowych.

Produkt ten cechuje wysoka funkcjonalność, łatwa i bezpieczna obsługa, a także niska cena zakupu oraz eksploatacji. Głównie zastosowanie pompy to endoskopowe zabiegi ortopedyczne oraz urologiczne.

- Niezależne od siebie aktywacja ssania i płukania.
- Płukanie oparte o pompę perystaltyczną.
- Ssanie realizowane przez wbudowaną w urządzenie pompę podciśnienia.
- Ustawienia ciśnienia ssania, płukania oraz przepływu z informacją o zadanych i aktualnych nastawach przedstawiane na wyświetlaczu numeryczny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pompa ssąco-płuczająca do zabiegów endoskopowych ISA-IIA

Pompa została zaprojektowana do pracy z roztworem soli fizjologicznej. Urządzenie wyposażone w szereg wyświetlaczy informujących o aktualnych parametrach pracy urządzenia.

Zastosowanie: Urologia, Ortopedia.

W skład zestawu wchodzi zestaw drenów wielorazowych oraz przepływowy czujnik ciśnienia. Akcesoria te są wielorazowe (bez limitu użycia) oraz przewidziane do sterylizacji w autoklawie.

- czujnik ciśnienia,
- dren ssący,
- dren płuczący,
- pojemnik na odesane płyny,
- pojemnik przelewowy.

Najważniejsze parametry techniczne:

- Przepływ regulowany w zakresie 0-2200 ml/min
- Ciśnienie regulowane w zakresie 0-250 mmHg
- Ciśnienie ssania 10-50 mmHg
- Przepływ ssania > 30 L/min (Powietrze)

Informacje:

Kategoria: Pompy interdyscyplinarne
Stan: doskonały

Model: