

Zestaw artroskopowy firmy Hawk do zabiegów kończyn dolnych i górnych

Opis produktu:

W skład zestawu wchodzi:

- 1x Optyka HD Ø 4 mm, kąt patrzenia 30°
- 1x Płaszcz wysokiego przepływu z dwoma kranikami obrotowymi
- 1x Trokar tępy
- 1x Światłowód Ø 4 mm (kompatybilny z gniazdami źródeł światła Wolf, Stryker, Storz)

- Produkt pełnowartościowy,



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw artroskopowy firmy Hawk do zabiegów kończyn dolnych i górnych. Zestaw składa się z:

- TH3183 - Optyka endoskopowa 30°, o długości roboczej 174 mm, autoklawowalna
- G4343 - Płaszcz 30°, dwa kraniki, autoklawowalny
- G4372 - Trokar, tępy, kompatybilny z płaszczem G4343
- PH2501A - Światłowód, z okrągłą końcówką, autoklawowalny

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Stan: doskonały

Model: