

Zestaw - wanna Bathaid z podnośnikiem Hydraid



Opis produktu:


Wanna **Bathaid** to nowoczesna wanna pielęgnacyjna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do kąpieli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach oraz domach opieki, a także w placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości wanny Bathaid ułatwia personelowi wykonywanie czynności higienicznych związanych z codzienną pielęgnacją pacjenta.

W wersji PREMIUM istnieje możliwość dokupienia CHROMO - 12 punktów LED z możliwością wyboru efektów świetlnych.

Podnośnik wannowy **Hydraid** przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu, przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Zestaw - wanna Bathaid z podnośnikiem Hydraid

Zestaw zawiera:

- Hydraid - Podnośnik wannowy,
- Bathaid - Wanna pielęgnacyjna .

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Model:

Bathaid - Wersja: ECONOMY, PREMIUM, PREMIUM Plus

Bathaid - Audio: nie, tak

Hydraid - opcja: siedząca, leżąca

Bathaid - Chromo: nie, tak

Bathaid - Aroma: nie, tak

Moduł wagi: nie, tak