



UROCAP™ IV - Aparat do badań uroflowmetrycznych

Opis produktu:

UROCAP™ IV to najnowszy **aparat do badań uroflowmetrycznych** w linii niezawodnych, autonomicznych, ekonomicznych i łatwych w użyciu rozwiązań dla **uroflowmetrii** od firmy **Laborie**. Jako bezprzewodowy, zasilany bateryjnie, wodoszczelny **uroflowmetr UROCAP™ IV** jest w stanie zapewnić pacjentom prywatność, a lekarzowi funkcjonalną wszechstronność.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do badań uroflowmetrycznych - UROCAP™ IV

Urocap IV marki **LABORIE** to najwyższej klasy urządzenie z linii niezawodnych, samodzielnych, ekonomicznych oraz łatwych w obsłudze rozwiązań **uroflowmetrycznych**.

Co to jest uroflowmetria?

Uroflowmetria jest **nieinwazyjnym, prostym testem**, który dostarcza **urologowi** informacji o **tempie przepływu moczu przez cewkę moczową podczas mikcji**. **Badanie** polega na **oddaniu moczu** do specjalnie przygotowanego pojemnika, który **mierzy ilość oddanego moczu** w jednostce czasu, w **ml/sek**, a następnie tworzy wykres przepływu, tak zwaną **krzywą mikcyjną**.

Oprogramowanie UROCAP™ IV

Oprogramowanie UROCAP IV jest wyjątkowo łatwe w użyciu. W połączeniu z oprogramowaniem **i-LIST™ Reporter** umożliwia **przegląd i generowanie czytelnych raportów**. Oprogramowanie umożliwia: **wydruk raportów, wyeksportowanie** ich do plików **DOC** lub **PDF**, a także **automatyczna wysyłkę pocztą elektroniczną do lekarzy kierujących**.

Najnowsza technologia pozwala uprościć przebieg badania i **zwiększyć ilość badanych pacjentów** bez obciążania zespołu i obniżania jakości opieki.

Laborie jako dostawca rozwiązań najwyższej jakości dla **uroflowmetrii** zaprojektował **UROCAP™ IV** z myślą o **usprawnieniu przepływu pracy w Twoim gabinecie**.

Dostępne modele:

- **uroflowmetr UROCAP™ IV + Instalacja oprogramowania na komputerze użytkownika**
- **uroflowmetr UROCAP™ IV + Laptop z oprogramowaniem** - 14 calowy laptop z systemem Windows 10, procesorem Intel I3 (2 GHz), 4 GB pamięcią RAM, 120 GB dyskiem SSD, zintegrowaną kartą Bluetooth oraz modulem WiFi. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w drukarkę z podłączeniem USB.

Dane techniczne aparatu do badań uroflowmetrycznych UROCAP™ IV

Wymiary aparatu	długość: 16 [cm], szerokość: 16 [cm], wysokość: 6,6 [cm]
Waga aparatu	0,3 [kg]
Kanały pomiarowe:	Objętość: zakres = 0 do 1200 [ml], dokładność = +/- 2%, Częstotliwość próbkowania = 20 [Hz] Przepływ: zakres = 0 do 50 [ml/s], dokładność = +/- 5%, Częstotliwość próbkowania = 20 [Hz]
Kontrolki	Bluetooth, stan i bateria

Informacje:

Opcje produktu:

Urocap IV: UROCAP™ IV + Instalacja oprogramowania na komputerze użytkownika,
UROCAP™ IV + Laptop z oprogramowaniem
Krzesło urodynamiczne URK typ 2: Nie, Tak