

Zestaw COLD RECOVERY: system chłodzący z przerywaną kompresją z mankietami, zaworkiem i torbą transportową



Opis produktu:

Cold Recovery to zestaw łączący korzyści wynikające z zastosowania przerywanego ucisku i oddziaływania zimnem w celu zmniejszenia obrzęku i dyskomfortu, optymalizacji procesów regeneracyjnych a tym samym szybszego odzyskania sprawności.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do schładzania i kompresji, w którego skład wchodzi:

- sterownik z pojemnikiem na lód,
- zasilacz,
- wąż,
- 2 mankiety na staw kolanowy o różnej konstrukcji,
- mankiet na stopę/staw skokowy,
- mankiet na bark,
- zaworek do opróżniania mankietów,
- torba transportowa.

Cold Recovery - cechy:

Przerywana kompresja

- Przerywana kompresja naśladuje naturalne skurcze mięśni w celu redukcji obrzęku z okolicy w której wystąpił uraz

Oddziaływanie zimnem

- Bodźce o niskiej temperaturze zmniejszają stan zapalny oraz obrzęk, obniżają napięcie mięśniowe, metabolizm jak również działają przeciwbólowo.

Łatwość obsługi

- Obsługa urządzenia jest niezwykle łatwa. Wystarczy napełnić urządzenie wodą z lodem, założyć mankiet oraz wybrać odpowiedni program.
- Temperatura monitorowana jest podczas całego zabiegu.

Cold Recovery współpracuje z szeroką gamą mankietów. Dostępne warianty:

- staw kolanowy
- staw kolanowy pełny
- staw skokowy
- bark
- odcinek lędźwiowy kręgosłupa
- kończyna dolna
- ręka
- mankiet uniwersalny

Cold Recovery - specyfikacja techniczna:

Zasilanie	100-240V, 50/60Hz
Ciśnienie	60-120 mmHg
Zakres temperatur:	0-25°C
Głośność:	poniżej 50 dB
Waga sterownika:	1,78 kg (pusty)
Pojemność:	3,6 L

Gwarancja:	sterownik 24 miesiąceakcesoria 6 miesięcy
------------	---

Informacje:

Kategoria: Terapia zimnem i kompresją

Model: