

Mankiet do holtera Mobil-O-Graph

Opis produktu:

Wymienny mankiet ciśnieniowy dedykowany do holterów Mobil-O-Graph.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Mankiet do holtera Mobil-O-Graph

Mankiet bez lateksu, PCW i plastyfikatorów. Mankiet w kształcie stożka, które idealnie pasują do ręki pacjenta. Posiada mechanizm sprężenia zwrotnego wtyków firmy Schott, który zapewnia łatwe i niezawodne podłączenie mankietów do Mobil-o-Graph.

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria

Model:

Mankiet - rozmiar: XL (38-55 cm), XS (14-20 cm), S (20-24 cm), M (24-32 cm), L (32-38 cm)